

## 1532467 - Excalibur Sport



### Déscription

L'étalon-or de l'ergométrie : grâce à sa précision et à sa fiabilité éprouvées, l'Excalibur Sport est connu dans le monde entier comme " l'étalon-or de l'ergométrie ". L'ergomètre Excalibur Sport, nouvellement conçu et amélioré, répond aux dernières exigences de la médecine et de la recherche sportives modernes. Les athlètes devenant de plus en plus puissants et les tests plus sophistiqués que jamais, cet ergomètre a été développé pour des charges extrêmes allant jusqu'à 2500 watts. La nouvelle conception assure une stabilité maximale à ces charges élevées. La fonctionnalité de ce produit peut être améliorée en l'utilisant en combinaison avec notre logiciel Lode Ergometry Manager.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Lode
<b>Poids maximal de l'adulte</b>	180 kg
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
<b>Type d'emballage</b>	Pièce