

1539780 - Pèse-bébé balance électronique suspendu - 20 kg - 1 pc



Déscription

La balance électronique suspendue est équipée d'une poignée pratique et renforcée et a une capacité de 20 kg. C'est une balance compacte et pratique qui est livrée avec deux crochets chromés.

Spécifications

Marque	Omron
Mémoire	Non
Calibré	Non
Poids max.	20 kg
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Fonction de mise en marche automatique	Non
Fonction d'arrêt automatique	Non
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	200 g
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-bébés numériques