

1539780 - Pèse-bébé balance électronique suspendu - 20 kg - 1 pc



Déscription

La balance électronique suspendue est équipée d'une poignée pratique et renforcée et a une capacité de 20 kg. C'est une balance compacte et pratique qui est livrée avec deux crochets chromés.

Spécifications

| | |
|---|-----------------------|
| Marque | Omron |
| Mémoire | Non |
| Calibré | Non |
| Avec tige de mesure | Non |
| Indication de l'IMC | Non |
| Fonction de mise en marche automatique | Non |
| Fonction d'arrêt automatique | Non |
| Poids max. | 20 kg |
| sku | 1539780 |
| Classe pèse personnes | n/a |
| Gradation pèse-personnes | 200 g |
| Type d'emballage | Pièce |
| Type d'échelle | Pèse-bébés numériques |