

1517304 - Non-Heated Dual Limb circuit 1.2m infant - 1 x 30 pcs



Déscription

Nourrisson circuit à double tubulure 1,2 m non chauffé, avec collecteurs d'eau autoobturants inspiratoires et expiratoires, adaptateur de sonde de sortie de compartiment et tuyau d'alimentation d'humidificateur compris. 30 circuits par caisse. Circuits respiratoires non chauffés 20 circuits par caisse.

Spécifications

Marque	Airlife
sku	1517304
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte