

1573678 - Mesoft® compresses non-tissées 40g/m² - non-stériles - 7,5 x 7,5 cm - 20 x 100 pcs



Déscription

Mesoft® est une compresse diverse qui peut être utilisé pour le nettoyage de la peau avant les interventions chirurgicales, pour le nettoyage et la protection des plaies et pour l'absorption des exsudats lorsqu'il est utilisé comme pansement secondaire. Mesoft® de Mölnlycke, qui est non sensibilisant et non toxique, offre une protection contre les traumatismes externes tout en assurant l'absorption de l'exsudat de la plaie.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Marque | Mölnlycke |
| Dimensions du produit | L 7.5 cm, L 7.5 cm |
| Composition | Non-tissé, 40g/m ² |
| Stérile | Non |
| Code CNK | 1337-682 |
| Couches | 4 couches |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Type d'emballage | Boîte |