

1617790 - HEINE set d'otoscope 3000 - led - 2.5 v - avec poignée et spéculums - 1 set



Déscription

Heine 3000 est un otoscope compact à éclairage direct par LED HQ. Il offre une reproduction naturelle des couleurs, ce qui signifie qu'il n'est jamais nécessaire de remplacer la LED. L'otoscope a un design exclusif et un boîtier robuste. En outre, il est facile à utiliser, la fenêtre d'observation est fixe et peut être tournée sur le côté. Il a une durée de fonctionnement de 10 heures environ.

Le set d'otoscope Heine 3000 comprend une poignée à piles (incluses), 4 spéculums jetables, 10 spéculums réutilisables et 1 étui rigide.

Spécifications

Marque	Heine
SKU leverancier	HEIND-856.20.021
Inclus dans le produit?	Mini Otoscope 3000, une poignée avec piles incluses ; 4 embouts réutilisables ; 10 embouts AllSpec jetables de 4 mm; étui rigide.
sku	1617790
Agrandissement	3 x
Illumination	LED
Poignée otoscope	Poignée non rechargeable
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille set d'otoscope	Taille de poche
Type d'emballage	Pièce
Voltage	2,5 V