

1512218 - ProPulse Irrigateur d'oreille - 1 pc



Déscription

Le nouvel irrigateur d'oreille ProPulse® combine un design moderne avec des fonctionnalités ProPulse® classiques, permettant des soins plus efficaces aux patients. Une opération axée sur la sécurité fournit une solution facile à utiliser à toutes vos exigences de traitement d'irrigation des oreilles.

Le nouvel irrigateur d'oreille ProPulse® a été conçu en pensant à la fois au patient et au clinicien. Le nouvel irrigateur d'oreille ProPulse® a été conçu de manière ergonomique - par exemple, la nouvelle conception de la poignée facilite le retrait de l'embout QrX™. Les principales caractéristiques testées et éprouvées de ProPulse®, telles que le fonctionnement mains libres facile via la pédale, sont conservées.

- Contrôle de pression variable assurant une distribution d'eau sûre
- La conception ergonomique de la poignée facilite le retrait facile de la pointe
- La pédale permet un fonctionnement mains libres
- Système de distribution d'eau ProPulse® Contrapulse®
- Technologie ProPulse® QrX

L'irrigateur ProPulse est livré avec 100 embouts jetables Propulse QrX™.

Spécifications

Marque	Propulse
sku	1512218
Produits similaires	Oui
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce