

1626146 - BTE Saffire - fauteuil - pack Pro - 1 pc



Déscription

SAFFIRE de BTE : une nouvelle référence pour l'évaluation fonctionnelle.

Le SAFFIRE de BTE est une solution innovante dédiée à l'évaluation fonctionnelle et à l'accompagnement des professionnels de la rééducation, de la médecine physique et du sport. Conçu pour fournir des mesures objectives, précises et reproductibles, il permet d'appuyer les décisions cliniques tout en optimisant le suivi des patients.

Grâce à ses technologies de pointe, le SAFFIRE offre une analyse complète des capacités fonctionnelles, de la force et des performances physiques. Il aide les praticiens à établir un bilan précis, à personnaliser les programmes de rééducation et à mesurer les progrès tout au long de la prise en charge.

Son interface intuitive et ses protocoles standardisés facilitent son intégration dans la pratique quotidienne, aussi bien en cabinet qu'en établissement hospitalier ou en centre de réadaptation. Les données recueillies sont présentées sous forme de rapports clairs et exploitables, favorisant une communication efficace avec les patients, les médecins prescripteurs et les compagnies d'assurance lorsque cela est nécessaire.

Pourquoi choisir le SAFFIRE de BTE ?

- Évaluation fonctionnelle objective et fiable.
- Mesure précise de la force et des capacités physiques.
- Protocoles standardisés et reproductibles.
- Suivi quantifiable de l'évolution des patients.
- Interface ergonomique et utilisation intuitive.
- Outil adapté aux cabinets de kinésithérapie, centres de rééducation, hôpitaux et structures de médecine du sport.

Les dimensions de la machine:

Longueur : 203 cm Largeur : 91 cm Hauteur : 152 cm

Spécifications

Marque	BTE
sku	1626146
Type d'emballage	Pièce