

## 1546314 - Linido appui courbé horizontal - 600 x 600 mm - inox/blanc - 1 pc



### Déscription

Le support mural d'angle horizontal offre un soutien fiable à un utilisateur debout. Il est possible d'étendre ce support avec un siège de douche ergonomique qui est placé sur un cadre fixé au support. Ainsi, le support mural d'angle horizontal peut également être utilisé pour un utilisateur assis. C'est idéal lorsque plusieurs utilisateurs se servent de la même salle de douche ou lorsque la situation de la douche change.

Le support mural à angle horizontal présente les mêmes caractéristiques que le support mural Ergogrip, comme l'angle caractéristique de 60° à l'extrémité qui favorise une posture naturelle de la main et du poignet et un espace libre de 75 mm entre le tube et le mur, de sorte que la préhension est possible sans pincement ni écorchure des doigts. Ce support est également fiable avec sa capacité de charge maximale de 150 kg.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2611.0154-02
<b>Angle de pliage de 60°</b>	Oui
<b>sku</b>	1546314
<b>Catégorie supports muraux</b>	Appui mural pour l'angle entre 2 murs
<b>Matériel</b>	Inox époxé
<b>Taille</b>	600 x 600 mm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce