

## 1350010 - Talonnière spéciale + repose-pieds en INOX pour Atmos 41 - blanc - 1 x 2 pcs



### Déscription

Accessoire pour Atmos 41. Les talonnettes peuvent être déplacées dans trois directions. Les talonnettes innovantes ATMOS en acier inoxydable n'entravent plus les jambes, ce qui améliore le confort du patient.

Attention: la couleur de la table comme sur l'image n'est pas contractuelle et peut différer de la réalité.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Atmos
<b>sku</b>	1350010
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Type d'emballage</b>	Paire