

1609216 - Tabouret Loavie avec dossier bas et levier - 1 pc



Déscription

Le tabouret Loavie est doté d'une assise unique en forme de goutte d'eau pour un confort optimal. Rembourré sans couture et disponible dans toutes les couleurs, ce tabouret est d'une grande classe. Il est livré en standard avec une base transversale de Ø 50 cm et des roulettes de Ø 5 cm à roulement doux. La hauteur est facilement réglable grâce à un mécanisme à anneau et, pour plus de commodité, une commande au pied est également disponible. Le tabouret Loavie peut être parfaitement adapté à chaque utilisateur et à chaque environnement de travail. Améliorez votre espace avec le tabouret Loavie et découvrez la combinaison parfaite de la fonctionnalité et du design.

Caractéristiques principales:

- Hauteur d'assise 49 - 69 cm
- Hauteur de travail 77-99 cm
- Assise rembourrée sans couture Ø 37 cm
- Épaisseur de l'assise 70 cm
- Base chromée à cinq branches Ø 50 cm
- Roulettes souples à course libre Ø 50 cm
- Ressort à gaz avec couvercle en plastique
- Réglage de la hauteur par un seul levier
- Angle d'assise fixe
- Dossier 34,5 x 10 cm
- Dossier réglable en hauteur
- Deux profondeurs d'assise différentes

Spécifications

Marque	Wesseling
sku	1609216
Roues	Oui
Dossier	Oui
Nombre de roues	5
Couleur	Aqua
Matériel châssis	Chrome
Type d'emballage	Set
Type de siège	Siège rond