

## 1514778 - Seca 750 balance graduée avec grand cadran blanc - 150 kg - 1 pc



### Déscription

Balances graduée avec avec un boîtier robuste en acier revêtu de poudre. Belle et stable : avec leur design pur et léger, ces balances font bonne impression dans n'importe quelle clinique. Un boîtier stable en acier thermolaqué, un écran rond et une bande de roulement en cuir synthétique facile à nettoyer - que faut-il de plus pour une pesée confortable ? Le seca 750 est disponible en trois versions : kilogramme, livre et kilogramme/livre.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Seca
<b>Poids max.</b>	150 kg
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>Calibré</b>	Oui
<b>Avec tige de mesure</b>	Non
<b>Indication de l'IMC</b>	Non
<b>Fonction de mise en marche automatique</b>	Oui
<b>sku</b>	1514778
<b>Classe pèse personnes</b>	n/a
<b>Gradation pèse-personnes</b>	1 kg
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type d'échelle</b>	Pèse-personnes mécaniques