

## 1608837 - Gants d'examen - Latex - stérils - poudrés - M (7) - 50 pair



### Déscription

Le MaiMed® Tex sont de gants poudrés légèrement et sont composés en latex avec un bord roulé. Les gants sont résistants à la déchirure. Le gant est en latex stérile et entièrement anatomique pour le domaine chirurgical. Il convainc par un confort de port optimal, très bon, et une excellente sensation tactile, même pendant les longues opérations. Grâce à sa surface micro-rugueuse, le MaiMed® Tex offre une très bonne prise lors de la manipulation d'instruments médicaux. Il est également très résistant, ce qui lui confère une protection particulière pendant les procédures chirurgicales.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Maimed
<b>Composition</b>	Latex
<b>Produits similaires</b>	Non
<b>sku</b>	1608837
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Taille</b>	M (7)
<b>Type d'emballage</b>	Boîte