

1549385 - Gants - Nitrile MAX - non-stérils - S - 8 x 50 pcs



Déscription

Purple Nitrile MAX, est le gant d'examen en Nitrile violet extralong de la gamme Halyard. Le gant a une longueur de 400 mm. Le gant MAX en Nitrile violet est durable, facile à enfiler et à enlever et ne contient pas de poudre comme tous les gants d'examen Halyard.

Spécifications

Marque	Halyard
Sans latex	Oui
Composition	Nitrile
Poudré	Non
Longueur de la manchette	400 mm
sku	1549385
Couleur	Pourpre
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
Stérile	Non
Taille	S
Type d'emballage	Carton