

## 1546254 - Linido appui rabattable avec plaque murale - blanc - 53 cm - 1 pc



### Déscription

Cette barre d'appui pliante pour toilettes offre un soutien non seulement en s'asseyant ou en se levant du siège des toilettes ou de la douche, mais aussi en se déplaçant latéralement, par exemple d'un fauteuil roulant vers les toilettes. Ce support offre donc un appui à la fois dans les positions horizontales et verticales, et ce avec une position de verrouillage fiable. Montage simple directement sur le mur. Version avec la plaque murale en blanc.

### Spécifications

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Marque</b>                         | Linido                           |
| <b>SKU leverancier</b>                | LI2603.3502-02                   |
| <b>sku</b>                            | 1546254                          |
| <b>Catégorie appuis pour toilette</b> | Appuis pour toilette rabattables |
| <b>Charge horizontale maximale</b>    | 150 kg                           |
| <b>Charge latérale maximale</b>       | 100 kg                           |
| <b>Couleur</b>                        | Inox poli/blanc                  |
| <b>Longueur appui toilette</b>        | 530 mm                           |
| <b>Type d'emballage</b>               | Pièce                            |