

1004836 - Tensiomètre manuel Classico - tuyau 2-en-1 - brassard velcro adultes - étui - 1 pc



Déscription

Le tensiomètre manuel Classico 2-en-1 est doté d'une conception durable et d'une technologie de tube fiable qui offre une grande qualité lors d'une utilisation quotidienne.

- Technologie à double tube
- Design peu encombrant
- Échelle lisible
- Soupape de vidange sensible de haute qualité

Spécifications

Marque	BOSO
sku	1004836
Produits similaires	Oui
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de tensiomètre	Tensiomètres anéroïdes