

## 1532849 - Couverture de soins - en 1 pièce - sans manches - Fire resist - 90 x 200 cm - 1 pc



### Déscription

La couverture de soin est adaptée à un lit simple standard. Elle possède un rabat d'insertion en haut et en bas qui fait le tour du matelas afin que le patient ne puisse pas sortir du lit.

La couverture de soin a une propriété ignifuge permanente et le tissu est solide et résistant à la déchirure.

Le patient est allongé directement sur le lit, sous la couverture d'allaitement. A partir des hanches, la couverture se transforme en pyjama. La fermeture à glissière s'étend du menton au pied du lit afin que le patient ne puisse pas sortir. Une ouverture zippée optionnelle de 10 cm peut être prévue sur le côté pour un éventuel accès aux tubes. La couverture peut être lavée en machine à laver à 60° maximum.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>Composition</b>	34,5 % coton – 31 % polyester – 22,5 % modacrylique – 12 % viscose
<b>Normes</b>	BS EN 1021-1-2; 410 N
<b>sku</b>	1532849
<b>Type d'emballage</b>	Pièce