

## 1518267 - Spéculum vaginal Collin - S - 11 cm x 2,5 cm - 1 pc



### Déscription

Le spéculum vaginal Collin est fabriqué en acier de haute qualité et Il est doté d'une vis de réglage latérale.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Comed
<b>Dimensions du produit</b>	L 2.5 cm, L 11 cm
<b>sku</b>	1518267
<b>Produits similaires</b>	Oui
<b>Qualité instruments</b>	Chirurgical
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Taille</b>	S
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type spéculum vaginal</b>	Collin