

**1508687 - Compresse abdominales - 45 x 45 cm - stériles - 1 x 50  
pcs**



## Déscription

Ces compresses abdominales sont destinées à tamponner et à absorber le sang et les exsudats lors des interventions chirurgicales. Ces compresses se composent de 4 couches et absorbent en 2 à 2,5 secondes.

## Spécifications

<b>SKU leverancier</b>	625105K
<b>Stérile</b>	Oui
<b>sku</b>	1508687
<b>Composition</b>	Tissu de gaze blanchie 100% coton. Fil 100% coton blanc.
<b>Couches</b>	n/a
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide éthylène
<b>Poids</b>	111 g
<b>Quantité par emballage</b>	1 x 50 pcs
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Taille</b>	45 x 45 cm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte