

1518094 - Eucerin shampooing crème anti-pélliculaire - 250 ml - 1 pc



Déscription

Le shampooing antipelliculaire Eucerin a été spécialement développé pour lutter contre les pellicules sur un cuir chevelu sec. Il assainit le cuir chevelu et les cheveux des squames blanches et collantes et réduit efficacement les démangeaisons dès la première utilisation. Tandis que les ingrédients spéciaux donnent aux cheveux une brillance saine et lisse. Le shampooing ne contient pas de savon alcalin et est légèrement parfumé.

Spécifications

Marque	Beiersdorf
Ingrédients	Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Glycol Distearate, Laureth-9, Piroctone Olamine, Salicylic Acid, Capryloyl Glycine, Hexylene Glycol, Panthenol, Xylitylglycoside, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Polyquaternium-10, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Lactic Acid, Laureth-4, Citric Acid, Sodium Benzoate, Parfum
sku	1518094
Contenu	250 ml
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Pièce