

1539443 - MaiMed®-porefix transparent - 10 x 30 cm - 1 x 25 pcs



Déscription

MaiMed®-porefix transparent est un pansement transparent post-opératoire avec coussin pour plaie qui tient grâce à un adhésif respectueux de la peau. Avec un film transparente très fin en polyuréthane.

Spécifications

Marque	Maimed
Composition	PU
Sans latex	Oui
Compresse	Oui
Perforé	Non
sku	1539443
Stérile	Oui
Couleur	Transparent
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Taille	10 x 30 cm
Type d'emballage	Boîte