

1628247 - Cathéter thoracique - droit - 53 cm - Ch 20 - 1 pc



Déscription

Le cathéter thoracique est placé dans l'espace pleural pendant l'opération et est relié à un système de drainage thoracique.

Le cathéter thoracique comporte une graduation par paliers de 1 cm, à partir de l'orifice proximal, ce qui permet de vérifier son positionnement en toute sécurité.

Différence importante par rapport au cathéter thoracique Trocar :

- Inséré à bout fermé après dissection
- Mise en place plus contrôlée
- Risque moindre de lésions organiques

Spécifications

Composition	PVC, barium sulphate
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
sku	1628247
Longueur	53 cm
Diamètre externe	Ch 20
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce