

1561225 - Oxymètre pocket - mesure de saturation - battement de coeur - IP - adulte - 1 pc



Déscription

Oxymètre de pouls au doigt de poche dans un format compact, qui affiche SpO₂, PR, PI, pléthysmogramme et une barre fléchée. L'oxymètre de pouls a environ 24 heures de stockage d'enregistrements, convient aux adultes avec le capteur fourni et dispose d'un écran OLED bicolore. De plus, l'oxymètre de pouls est équipé d'une alarme pour spO₂ et de non-détection des capteurs et du doigt. Indique lorsque la batterie est faible et dispose d'un logiciel de transfert de données via un câble USB. L'oxymètre de pouls mesure la spO₂ : 70 % - 100 % +/- 1 % et également la fréquence cardiaque : 30-250 bpm +/- 1 bpm. Avec 2 piles fournies.

Spécifications

Poids du produit	0.16 kg
Taxe Bepat	0.06 EUR
Nombre de batteries	2
Normes	EN60601-1:1990+A1:1993+A2:1995; EN ISO 9919:2009
Type de batterie	AAA
sku	1561225
Groupe cible	Adultes
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce