

## 1561225 - Oxymètre pocket - mesure de saturation - battement de coeur - IP - adulte - 1 pc



### Déscription

Oxymètre de pouls au doigt de poche dans un format compact, qui affiche SpO2, PR, PI, pléthysmogramme et une barre fléchée. L'oxymètre de pouls a environ 24 heures de stockage d'enregistrements, convient aux adultes avec le capteur fourni et dispose d'un écran OLED bicolore. De plus, l'oxymètre de pouls est équipé d'une alarme pour spO2 et de non-détection des capteurs et du doigt. Indique lorsque la batterie est faible et dispose d'un logiciel de transfert de données via un câble USB. L'oxymètre de pouls mesure la spO2 : 70 % - 100 % +/- 1 % et également la fréquence cardiaque : 30-250 bpm +/- 1 bpm. Avec 2 piles fournies.

### Spécifications

<b>Poids du produit</b>	0.16 kg
<b>Taxe Bebat</b>	0.05 EUR
<b>Nombre de batteries</b>	2
<b>Normes</b>	EN60601-1:1990+A1:1993+A2:1995; EN ISO 9919:2009
<b>sku</b>	1561225
<b>Groupe cible</b>	Adultes
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
<b>Type d'emballage</b>	Pièce