

1576465 - Fauteuil de prélèvement Saar 3D - hauteur variable électrique - 1 pc



Déscription

Ce Saar à 3 sections est réglable électriquement en hauteur au moyen d'une commande manuelle. Le dossier et les pieds se déplacent simultanément grâce aux poignées placées de part et d'autre de l'assise. La conception unique permet d'atteindre une longueur totale de 165 cm en position de Trendelenburg. Les quatre roulettes pivotantes d'un diamètre de Ø100 mm peuvent toutes être freinées, ce qui rend la chaise très stable. En option, les roues avant peuvent être freinées de manière centrale. Les chaises Saar sont fournies en standard avec un jeu d'accoudoirs réglables en hauteur et, sur demande, avec des accoudoirs réglables en angle. La chaise Saar présente un design moderne en plusieurs couleurs.

Spécifications

Roues incluses	Oui
Hauteur réglable	Oui
Composition	Similicuir, base: acier
Capacité de levage	150 kg
sku	1576465
Contrôle de hauteur standard	Electrique commande manuelle
Nombre de parties	3-parties
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce