

1543436 - CM 50 massage cellulite - 1 pc



Déscription

L'appareil de massage **Beurer** anti-cellulite avec adaptateur secteur maintient la peau souple et ferme, favorise la circulation sanguine dans les couches de la peau. Il peut facilement être utilisé à la maison et possède une intensité de massage sur 2 niveaux. Avec une poignée ergonomique.

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 19.5 cm, H 28 cm, L 29.5 cm
SKU leverancier	59001
sku	1543436
Type d'emballage	Pièce