

1574314 - Table d'examen Praxis 1 Elite - hauteur variable électrique - 1 pc



Déscription

Le Praxis 1 Elite peut être utilisé à de nombreuses fins. En combinaison avec la barre de retenue, ce modèle peut également être utilisé comme table à langer. Grâce à ses pieds arrondis et à ses profils plus épais, la table est non seulement belle, mais aussi très solide et stable.

Attention: la couleur de la table comme sur l'image n'est pas contractuelle et peut différer de la réalité.

Spécifications

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Marque | Wesseling |
| Dimensions du produit | L 64 cm, L 196 cm |
| Roues incluses | Oui |
| Hauteur réglable | Oui |
| Porte-rouleau de papier inclus | Oui |
| Hauteur | 42-112 cm |
| Capacité de levage | 225 kg |
| Temps de réglage de la hauteur | 40 s |
| sku | 1574314 |
| Couleur | Bleu |
| Nombre de parties | 1-partie |
| Réglage de la hauteur | Electrique |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Type d'emballage | Pièce |