

1576595 - Housse épongé pour coussin Relax abduction en forme de coin - grège - 1 pc



Déscription

La taie d'oreiller Fico relax pour coussin d'abduction en coin favorise une longue durée de vie grâce à une hygiène optimale. De légères différences de couleur sont possibles, lavable à 30°.

Spécifications

Marque	Fico
sku	1576595
Couleur housse	Grège
Lavable	60 °C
Marque du matériel de positionnement	Relax
Matériel	Eponge
Type d'emballage	Pièce