

1104275 - HEINE set d'otoscope mini 3000 fo avec poignée et 10 spéculums jetables - 2,5v - halogène - 1 pc



Déscription

Otoscope de poche moderne avec éclairage lumineux et rendu précis des couleurs. Design unique, compact et puissant.

Spécifications

Marque	Heine
SKU leverancier	HEIND-001.70.110
Taxe Bebat	0.05 EUR
Inclus dans le produit	Tête d'otoscope Mini 300 FO - 2,5V - halogène; poignée non rechargeable inclusive 2 piles AA; 5 spéculums jetables 2,4 mm; 5 spéculums jetables 4 mm
sku	1104275
Agrandissement	3 x
Illumination	Halogène
Poignée otoscope	Poignée non rechargeable
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille set d'otoscope	Taille de poche
Type d'emballage	Pièce
Voltage	2,5 V