

## 1104275 - HEINE set d'otoscope mini 3000 fo avec poignée et 10 spéculums jetables - 2,5v - halogène - 1 pc



### Déscription

Otoscope de poche moderne avec éclairage lumineux et rendu précis des couleurs. Design unique, compact et puissant.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Heine
<b>SKU leverancier</b>	HEIND-001.70.110
<b>Inclus dans le produit?</b>	Tête d'otoscope Mini 300 FO - 2,5V - halogène; poignée non rechargeable inclusive 2 piles AA; 5 spéculums jetables 2,4 mm; 5 spéculums jetables 4 mm
<b>Taxe Bebat</b>	0.05 EUR
<b>sku</b>	1104275
<b>Agrandissement</b>	3 x
<b>Illumination</b>	Halogène
<b>Poignée otoscope</b>	Poignée non rechargeable
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille set d'otoscope</b>	Taille de poche
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Voltage</b>	2,5 V