

1628204 - Cathéter thoracique - courbé à droite - 53 cm - Ch 24 - 1 pc



Déscription

Le cathéter thoracique est placé dans l'espace pleural pendant l'intervention chirurgicale et est relié à un système de drainage thoracique.

Le cathéter thoracique comporte une graduation par paliers de 1 cm, commençant au niveau de l'orifice proximal, afin de permettre une évaluation sûre de son positionnement.

Différence importante par rapport au cathéter thoracique Trocar :

- Inséré à bout fermé après dissection
- Mise en place plus contrôlée
- Risque moindre de lésions organiques

Spécifications

Marque	Dahlhausen
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
sku	1628204
Diamètre externe	Ch 24
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce