

1622524 - QualiPad - coussin de protection pour ceinture de sécurité pour plaies postopératoires - 1 pc



Déscription

Protégez votre plaie postopératoire de la pression exercée par la ceinture de sécurité

QualiPad est un coussin de ceinture de sécurité moelleux destiné à être utilisé après une opération ou un traumatisme au niveau de la poitrine, du ventre ou des côtes. Il aide à réduire la pression, les frottements et l'impact de la ceinture de sécurité sur la zone sensible, afin que vous puissiez voyager plus confortablement en tant que passager ou conducteur. Idéal après une intervention chirurgicale ou en cas de blessures à la poitrine ou au ventre.

Pourquoi est-ce pratique ?

Facile à fixer grâce à du velcro. Reste en place dans la voiture. Convient aux ceintures diagonales et abdominales. Rembourrage en polyuréthane souple avec housse en coton. Compatible avec [QualiBelly](#), [Qualibra](#) ou [Qualibreath](#).

Applications :

- Après une **opération cardiaque**, une **opération pulmonaire**, une **opération abdominale**, une **abdominoplastie**, une **reconstruction mammaire**, une **chirurgie du cancer**, une **chirurgie de hernie inguinale** ou une **césarienne**
- En cas de **traumatisme**, de **fractures de côtes**, de **grossesse**, ou comme protection d'un **chémioport**
- Pour un confort supplémentaire lors de **longs trajets en voiture**

Principales caractéristiques :

- **Housse 100 % coton** – Respirante et respectueuse de la peau
- **Rembourrage confortable en polyuréthane** – Doux et absorbant les chocs
- **Taille universelle** – Convient à toutes les ceintures de sécurité standard
- **Fixation simple** – Facile à attacher avec du velcro

- **Reste en place sur la ceinture** – Toujours prêt à l'emploi, sans tracas
- **Sûr et doux** – Maintient la fonction de la ceinture avec le confort d'un coussin
- **Version pédiatrique disponible** – Convient également pour une utilisation avec des sièges auto pour enfants

QualiPad est l'outil de récupération parfait ou le cadeau idéal pour toute personne ayant récemment subi une opération et souhaitant se sentir à nouveau en sécurité et confortable en voiture.

Spécifications

Marque	Qualiteam
sku	1622524
Type d'emballage	Pièce