

## 1622524 - QualiPad - Coussin de protection pour la ceinture de sécurité - 1 pc



### Déscription

Le **QualiPad** est un protège-ceinture innovant spécialement conçu pour protéger les zones sensibles de plaies ou de traumatismes contre la pression de la ceinture de sécurité automobile. Ce coussinet doux offre un confort supplémentaire lors de la conduite et prévient la douleur ou l'irritation, sans compromettre la sécurité de la ceinture. Idéal après une chirurgie ou en cas de blessures au niveau de la poitrine ou de l'abdomen.

#### Applications :

- Après une **opération cardiaque**, une **opération pulmonaire**, une **opération abdominale**, une **abdominoplastie**, une **reconstruction mammaire**, une **chirurgie du cancer**, une **chirurgie de hernie inguinale** ou une **césarienne**
- En cas de **traumatisme**, de **fractures de côtes**, de **grossesse**, ou comme protection d'un **chémioport**
- Pour un confort supplémentaire lors de **longs trajets en voiture**

#### Principales caractéristiques :

- **Housse 100 % coton** – Respirante et respectueuse de la peau
- **Rembourrage confortable en polyuréthane** – Doux et absorbant les chocs
- **Taille universelle** – Convient à toutes les ceintures de sécurité standard
- **Fixation simple** – Facile à attacher avec du velcro
- **Reste en place sur la ceinture** – Toujours prêt à l'emploi, sans tracas
- **Sûr et doux** – Maintient la fonction de la ceinture avec le confort d'un coussin
- **Version pédiatrique disponible** – Convient également pour une utilisation avec des sièges auto pour enfants

**QualiPad** est l'outil de récupération parfait ou le cadeau idéal pour toute personne ayant récemment subi une opération et souhaitant se sentir à nouveau en sécurité et confortable en voiture.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Qualiteam
<b>sku</b>	1622524
<b>Type d'emballage</b>	Pièce