

1511607 - AVEA CO2 airway adapter - néonatale - 1 x 10 pcs



Déscription

Dispositif destiné à être utilisé avec un capteur de dioxyde de carbone (CO2) pour la détermination de la concentration de CO2 dans les gaz exhalés par un patient. Il se présente sous la forme d'un petit tube ouvert en plastique doté d'une fenêtre optique transparente (cuvette) permettant de fixer un capteur infrarouge sur la partie extérieure de la fenêtre. En général, il est doté de ports de connexion qui lui permettent d'être relié à un système respiratoire (par exemple, un système de ventilation pour l'anesthésie ou les soins intensifs). Il s'agit d'un dispositif à usage unique.

Spécifications

Marque	Vyair
Couleur	Bleu
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce