

1544110 - Renol sangles poignets sécurisées - 2 fixations poignets cousues sur la sangle principale - taille unique - 1 pc



Déscription

Les ceintures poignets Fix, contrairement au modèle Clip, empêche en un seul tenant tout mouvement des bras.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFW16550
Options nécessaires	4 serrures et 1 clé
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1544110
Produits similaires	Non
Catégorie de fixation	Ceintures
Fermeture	Velcro + serrure
Largeur ceinture	Ne s'applique pas
Largeur sangles	Ne s'applique pas
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille de fixation	S – M
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Fixation poignet
Usage de la fixation	Au lit/brancard