

## 1622035 - 3M™ Red Dot™ Micropore™ électrodes autocollantes avec connexion - 1 x 50 pcs



### Déscription

Ces électrodes de surveillance 3M™ Red Dot™ utilisent une technologie adhésive avancée, hautement conductrice, pour une adhésion ferme et durable, mais elles peuvent être facilement retirées à tout moment. Les électrodes sont particulièrement adaptées aux soins critiques, aux soins intensifs, à la cardiologie et à la gériatrie.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Solventum
<b>Composition</b>	Micropore paper tape
<b>sku</b>	1622035
<b>EKG catégorie</b>	Electrodes & accessoires ECG
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Sac