

1627163 - Thermomètre digital HEDA - 1 pc



Déscription

Rapide, fiable et facile à utiliser. Ce thermomètre testé cliniquement mesure en seulement 10 secondes, est étanche pour une hygiène optimale et dispose d'un embout flexible pour plus de confort, avec une alarme de fièvre pratique.

Spécifications

sku	1627163
Mémoire	Non
Digital	Oui
Infrarouge	Non
Alarme fièvre	Oui
Non contact	Non
Embout souple	Oui
Indicateur de piles faibles	Non
Taxe Bebat	0.05 EUR
Type d'emballage	Pièce
Type de thermomètre	Thermomètre d'aisselle Thermomètre oral Thermomètre rectal
Vitesse de mesure	10 sec