

1517314 - Adult Y Connector With Elbow pressuresensing ports, 22mm O.D. x 22mm - 1 x 50 pcs



Déscription

Nos raccords en Y pour adulte ont un diamètre extérieur de 22 mm sur les deux bras en Y et sont équipés d'un raccord coudé pour la fixation trachéale du patient. Le coude peut se fixer à un adaptateur de 22 mm de diamètre intérieur ou à un adaptateur de 15 mm de diamètre extérieur. Il comprend un thermomètre/thermistor intégral et des orifices sensibles à la pression avec capuchons solidaires à charnières. 50 raccords par caisse.

Spécifications

Marque	Airlife
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte