

1602030 - WelchAllyn brassards eco à usage unique - petit adulte - 20-28 cm - 1 x 100 pcs



Déscription

Le brassard Welch Allyn FlexiPort pour petits adultes permet des mesures de la pression artérielle fiables et confortables pour des circonférences de bras de 20 à 26 cm. Ce brassard robuste, sans latex, est compatible avec les tensiomètres Welch Allyn équipés d'un raccord FlexiPort.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
sku	1602030
Type d'emballage	Pièce