

1561324 - HEINE dermatoscope deltaone - noir - 1 pc



Déscription

DELTAone aide les professionnels de la santé à examiner leurs patients et fournit une image cristalline obtenue à l'aide du système optique achromatique Heine. Le DELTAone est compact et tient dans n'importe quel sac de médecin, et offre une excellente reproduction des couleurs grâce à la LED HQ. La polarisation élimine les réflexions et la connexion, le passage de l'investigation avec contact à l'investigation sans contact est toujours fluide avec le DELTAone. La documentation numérique est rendue possible grâce à l'application exclusive Heine DERM ou au système Heine Cube.

Spécifications

| | |
|-----------------------------------|---|
| Marque | Heine |
| SKU leverancier | HEINK-210.28.305 |
| Champ de vision | 21 mm |
| sku | 1561324 |
| Agrandissement | 10 x |
| Catégorie dermatoscopes | Dermoscopes |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Type d'emballage | Pièce |
| Type de lumière | Lumière polarisée/non polarisée (via bouton switch) |
| Utilisateurs dermatoscopes | Médecins généralistes |