

1561324 - HEINE dermatoscope deltaone - noir - 1 pc



Déscription

DELTAone aide les professionnels de la santé à examiner leurs patients et fournit une image cristalline obtenue à l'aide du système optique achromatique Heine. Le DELTAone est compact et tient dans n'importe quel sac de médecin, et offre une excellente reproduction des couleurs grâce à la LED HQ. La polarisation élimine les réflexions et la connexion, le passage de l'investigation avec contact à l'investigation sans contact est toujours fluide avec le DELTAone. La documentation numérique est rendue possible grâce à l'application exclusive Heine DERM ou au système Heine Cube.



Spécifications

Marque	Heine
SKU leverancier	HEINK-210.28.305
Champ de vision	21 mm
sku	1561324
Agrandissement	10 x
Catégorie dermatoscopes	Dermatoscopes
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Type de lumière	Lumière polarisée/non polarisée (via bouton switch)
Utilisateurs dermatoscopes	Médecins généralistes