

## 1603648 - Lastodur® strong - bande à élasticité - long - couleur de peau - 10 cm x 7 m - 1 pc



### Déscription

Lastodur® strong **Hartmann** est un bande à élasticité durable, allongement long, avec une compression facilement dosable, pour des bandages souples, permanents. Comme bandage de soutien et de décharge en cas de lésions de l'appareil locomoteur et comme bandage de sport. S'enlève au repos comme toutes les bandes à allongement long. Aérée et bien tolérée par la peau, résiste au vieillissement, lavable à 60°, stérilisable (vapeur à 134°C), couleur chair, avec agrafes de fixation.

### Spécifications

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Marque           | Hartmann        |
| Stérile          | Non             |
| sku              | 1603648         |
| Couleur          | Couleur de peau |
| Taille           | 10 cm x 7 m     |
| Type d'emballage | Pièce           |