

## 1571832 - Bellavista 1000 NEO ventilator



### Déscription

Le ventilateur Bellavista™ NEO est conçu pour fournir le contrôle le plus précis du volume et de la pression pour vos patients les plus petits et les plus sensibles. Conçu pour prendre en charge les nouveau-nés de très faible poids de naissance, il fournit un volume courant aussi bas que 2ml.

**Les caractéristiques innovantes du Bellavista™ neo sont les suivantes :**

- Technologie de capteur de débit proximal pour un déclenchement sensible et précis.
- Ventilation ciblée
- Mode masque VNI
- nCPAP et NIPPV (ventilation basée sur la pression ou le débit)
- Oxygénothérapie à haut débit avec des débits allant jusqu'à 60 L/min
- Aide au réglage
- Navigation intuitive
- Boutons d'humeur
- Double événement

**Caractéristiques et avantages :**

- Grand écran tactile capacitif couleur de 13,3".
- Interface utilisateur intuitive
- Délivrance précise du volume courant à partir de 2ml de volume courant
- nCPAP - Fonctionnement basé sur la pression ou le débit
- nIPPV haute fréquence - jusqu'à 200 respirations/min.
- Burst Backup pour une sécurité accrue en mode nCPAP
- Délivrance de la FiO2 configurable - Augmentation de la FiO2 et du temps de rinçage à l'oxygène
- Ventilateur néonatal haut de gamme compact et léger
- Les batteries internes assurent un fonctionnement ininterrompu pendant au moins 4 heures

## Spécifications

<b>Marque</b>	Vyaire
<b>sku</b>	1571832
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type beademing</b>	Ventilation non invasive