

## 1601370 - Pied roulant télescopique pour lampe LID - lesté - 90 à 130 cm - 1 pc



### Déscription

Piètement à 5 branches d'un diamètre au sol de 53 cm avec roulettes (diamètre 5 cm) offrant une grande stabilité aux lampes LID.

La structure en acier laqué époxy est lisse et facilement nettoyable et désinfectable. Le pied roulant ne comporte aucune cavité ni rainure et facilite ainsi un nettoyage efficace et limite la rétention de poussière ou autres résidus (idéal pour les établissements hospitaliers et les centres de soins).

La colonne réglable en hauteur de 90 à 130 cm permet un ajustement idéal et précis de la lampe pour tous les actes médicaux. Le pied est lesté et a un poids de 5,8 kg

### Spécifications

<b>Marque</b>	lid
<b>sku</b>	1601370
<b>Produits similaires</b>	Non
<b>Type d'emballage</b>	Pièce