

## 1560000 - LY-4500 Yankauer mini supertip - 1 x 50 pcs



### Déscription

Ces Link Yankauers sont des unités d'extraction droites et transparentes à utiliser avec un tuyau d'extraction. Pour l'aspiration générale et fine et l'aspiration de grands volumes. Double emballage stérile dans des paquets pelables individuels.

### Spécifications

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Marque                    | Pennine                        |
| Dimensions du produit     | L 25.5 cm                      |
| Stérile                   | Oui                            |
| sku                       | 1560000                        |
| Diamètre sonde            | Ch 12                          |
| Modèle                    | LY-4500                        |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe IIa |
| Type d'emballage          | Boîte                          |