

## 1533411 - Coussin pour talon Relax - housse bi-tec - L 60 x L 80 cm - 1 pc



### Déscription

Un coussin de talon prévient les escarres (anti-décubitus) au niveau du talon. Il est particulièrement adapté pour placer les jambes dans une position légèrement inclinée. Cela permet aux pieds de flotter légèrement et de supprimer les points de pression. Le rembourrage crée une pression confortable et régulière sur les jambes et contrebalance l'inclinaison du pied vers l'extérieur. Les muscles peuvent se détendre.

La largeur de 80 cm vous permet de soutenir simultanément les talons et les jambes et assure une largeur suffisante, ce qui empêche le coussin de glisser du lit ou du canapé. De plus, le coussin est ignifuge.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>Dimensions du produit</b>	L 80 cm, L 60 cm
<b>Composition</b>	Housse: matériel bi-tec: 45% PE/55% PU, 190g/m <sup>2</sup> , remplissage: microbilles de polystyrène 35,9 kg/m <sup>3</sup> , tailles des billes 0,9-1,18 mm
<b>sku</b>	1533411
<b>Produits similaires</b>	Oui
<b>Lavable</b>	40 °C
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Relax
<b>Type d'emballage</b>	Pièce