

## 1572208 - HEINE c3 cardio stéthoscope - noir - 1 pc



### Déscription

Le stéthoscope Heine C3 Cardio délivre un son acoustique de haute qualité, en particulier dans la plage de fréquences cardiaques, combiné à une double pièce de poitrine avec 2 plages de fréquences différentes. Le diaphragme est fabriqué dans un matériau de haute qualité (diamètre de 45 mm) et assure une transmission sonore idéale et un contact agréable avec la peau. Y compris les embouts auriculaires et une paire supplémentaire.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Heine
<b>SKU leverancier</b>	HEINM-000.09.944
<b>Digital</b>	Non
<b>sku</b>	1572208
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Couleur de la poignée</b>	Noir
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de stéthoscope</b>	Gamma C3 Cardio