

1572208 - HEINE c3 cardio stéthoscope - noir - 1 pc



Déscription

Le stéthoscope Heine C3 Cardio délivre un son acoustique de haute qualité, en particulier dans la plage de fréquences cardiaques, combiné à une double pièce de poitrine avec 2 plages de fréquences différentes. Le diaphragme est fabriqué dans un matériau de haute qualité (diamètre de 45 mm) et assure une transmission sonore idéale et un contact agréable avec la peau. Y compris les embouts auriculaires et une paire supplémentaire.

Spécifications

Marque	Heine
SKU leverancier	HEINM-000.09.944
Digital	Non
sku	1572208
Couleur	Noir
Couleur de la poignée	Noir
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Type de stéthoscope	Gamma C3 Cardio