

1605649 - Versatus™-W - I.V. cathéter - 24G x 19 mm - jaune - 1 x 50 pcs



Déscription

Le cathéter I.V. Versatus™-W a une conception ergonomique et offre confort, commodité et stabilité pendant l'utilisation. Le cathéter translucide indique au ton s'il a été inséré correctement. La pointe de l'aiguille minimise le risque de trauma au vaisseau sanguin pendant l'utilisation.

Spécifications

Marque	Terumo
SKU leverancier	SR+DU2419WX(NIEUWSR+DU2419WD)
Composition	• Cathéter: polyuréthane + BaSO4 • Embase de cathéter à ailettes: polypropylène + master batch • Goupille de calage: polyoxyméthylène • Canule (aiguille interne): acier inoxydable • Raccord de l'aiguille: styrène butane co-polymère • Bouchon Luer-Lock: polypropylène • Filtre de raccord d'évent: polyéthylène • Corps de raccord d'évent: styrène butane co-polymère • Protection: polyéthylène
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
sku	1605649
Mécanisme de sécurité	Oui
Débit	29 milliliter per minute
Diamètre interne cathéter	0.55 mm
Diamètre externe cathéter	0.74 mm
Couleur	Jaune
Dimensions	24G x 19 mm
Dimensions en mm	0,74 x 19 mm
Méthode de sterilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte