

1526811 - Fauteuil de prélèvement - hauteur fixe - dossier et jambier indépendant - 1 pc



Déscription

Le fauteuil hauteur fixe de prélèvement Promotal avec dossier et jambier indépendant offre un confort total aux patients et patientes lors de la prise de sang. La chaise s'adapte de manière flexible à un examen gynécologique, à une prise de sang et peut facilement être mise dans une position demandée. La possibilité de convertir le fauteuil en divan d'examen, en alignant le repose-pieds, l'assise et le dossier, vous permet d'effectuer un examen général ou de reposer le patient. Cette fauteuil offre une flexibilité à 360°, un porte-rouleau de papier côté pied et 2 accoudoirs. Le matériau est constitué d'un revêtement époxy polyester de 80 mm d'épaisseur et ignifuge.

Spécifications

Marque	Promotal
Dimensions du produit	L 50 cm, L 160.8 cm
Hauteur	51 cm
Roues incluses	Non
Hauteur réglable	Non
Porte-rouleau de papier inclus	Oui
Composition	Revêtement: revêtement époxy polyester
Normes	ISO 13485:2016
sku	1526811
Accoudoirs	Qui
Nombre de parties	3-parties
Réglage de la hauteur	n/a
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce